



自动开盖仪Surbiopure-10

产品介绍

- 1.可适配市面上几乎所有新冠病毒保存管，感应触发自动完成开关盖操作。
- 2.也可用于其它规格螺口管，通过更换夹紧装置可适配1-50毫升螺口管。
- 3.实验人员单手持管即可快速完成开关盖操作，开关盖动作合计仅需3秒。
- 4.开关指令均由传感器触发启动，10分钟完成96个标本开关盖及加液操作。



高效

- 可单手操作开关盖。
- 开关盖一次仅需3秒。
- 10分钟完成96个标本开关盖及加液操作。

防污染

- 智能化旋盖，减少交叉污染。

便携

- 体积仅180×150×380mm，重量：4.6kg。
- 双人单面生物安全柜中可以放置两台。

简便

- 设置计数显示装置，辅助记录样品加入数量。
- 设置计数清零按钮；设置模块复位按钮。

智能化

- 红外传感器实时判断采样管位置。

多功能

- 可兼容管盖直径10-28mm的螺口病毒保存管。
- 更换夹紧装置还可用于其它尺寸螺口保存管。